

A man with a beard and a bun, wearing a white t-shirt and black leggings, is performing a yoga pose (Warrior II) on a wooden deck. He is wearing a blue and grey wrist brace on his right wrist. The background shows a calm body of water and distant mountains under a cloudy sky.

CATÁLOGO DE PRODUTOS BANDAGENS E ÓRTESES

BAUERFEIND – DE PESSOAS PARA PESSOAS. PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

A Bauerfeind AG é líder mundial e fabricante de acessórios médicos. Com os nossos produtos, nós movemos pessoas e fazemos uma importante contribuição para a preservação e o restabelecimento da saúde.

CONHECIMENTOS MÉDICOS E COMPETÊNCIA TÉCNICA

A Bauerfeind combina décadas de experiência em tecnologia e fabricação com inovação: a tradição de negócios de uma empresa familiar com uma mentalidade global. Desde o começo, nossos especialistas trabalham em estreita colaboração com médicos, pesquisadores e designers. O resultado são produtos e serviços patenteados e premiados.

As órteses da Bauerfeind representam a inovação e a qualidade »made in Germany«. São desenvolvidas e produzidas na unidade de Zeulenroda com as mais rigorosos requisitos em termos de matéria-prima e fabricação.

DIVERSIDADE EFICAZ

Com suas modernas órteses ortopédicas, a Bauerfeind assumiu a missão de proporcionar às pessoas uma vida ativa, confortável e sem dor até nas idades mais avançadas. Os produtos são caracterizados pela eficácia médica atestada e pelos materiais inovadores.

As órteses auxiliam o processo de recuperação de lesões, em casos de alterações degenerativas e pós-operatórios, e promovem novos níveis de mobilidade. Os altos padrões de qualidade da Bauerfeind garantem uma excelente eficácia dos produtos.


QUALIDADE RIGOROSA

Os produtos da Bauerfeind não cumprem apenas padrões – eles atendem aos mais rigorosos requisitos de qualidade, eficácia e conforto de uso. Isso é confirmado pelos selos e patentes conquistados após passar por testes bem sucedidos de procedimentos regulares de inspeção, aos quais nossos produtos devem suportar. Todas as órteses da Bauerfeind atendem aos requisitos da Lei dos Produtos Médicos (MPG) e da Diretiva 93/42/CEE da UE sobre dispositivos médicos. A marcação CE e o certificado da DIN EN ISO 13485 garantem qualidade confiável.

Nota:

Os produtos médicos da Bauerfeind podem ser usados independentemente da idade, desde que as medidas das respectivas partes do corpo correspondam ao sistema de tamanhos específicos do produto.







ASSISTÊNCIA BAUERFEIND NELA VOCÊ PODE CONFIAR

RECOMENDE NOSSOS PRODUTOS E CONTE COM O SUPORTE DE NOSSOS ESPECIALISTAS

O processo de escolha de nossos produtos é simples e intuitivo. Em nosso site você encontra informações completas e detalhadas sobre cada um dos produtos, você também pode escolher pela parte do corpo. Além disso você encontra muitas informações em nosso blog, sugestões de videos para manutenção e cuidados com o produto, garantias e dicas de uso. Ainda não está satisfeito? Então entre em contato conosco e fale com um de nossos representantes!



Faça já o seu pedido on-line:
bauerfeind.com.br



PORQUÊ COMPRAR ONLINE?

- + O tempo é seu amigo 24h
- + **Conforto e comodidade** sem sair de casa
- + **Fácil acesso**, basta ter um navegador Web
- + **Processo é simples, intuitivo e rápido**
- + Ficou com dúvidas durante o processo? É só encaminhar uma msg que prontamente nossos especialistas entrarão em contato
- + **Atendimento personalizado:** após a compra nossos técnicos entram em contato para validar a escolha de tamanho e para sanar dúvidas, caso elas ainda existam.
- + **Segurança:** nosso site segue todas as normas de compra segura
- + **Entrega rápida** para todo território nacional

O PRODUTO
ADEQUADO PARA
CADA ÁREA DE
TRATAMENTO



PÉ E TORNOZELO



12 Tabela de indicações

- 13 MalleoTrain®
- 14 MalleoTrain® S
- 15 AchilloTrain® Pro
- 16 AirLoc®
- 18 MalleoLoc® L
- 19 MalleoLoc®
- 20 ValguLoc®



JOELHO, COXA E QUADRIL



24 Tabela de indicações

- 26 GenuTrain®
- 28 GenuTrain® A3
- 29 GenuTrain® P3
- 30 GenuTrain® S
- 31 GenuTrain® S Pro
- 32 GenuPoint®
- 33 GenuTrain® OA
- 34 Secutec® Genu
- 36 Secutec® Genu Flex
- 38 SecuTec® OA
- 39 MyoTrain®



COLUNA E PESCOÇO



42 Tabela de indicações

- 43 LordoLoc®
- 44 LumboTrain® Straight | Waisted
- 46 SpinoVa® Osteo



MÃO, COTOVELO E OMBRO



50 Tabela de indicações

- 51 ManuTrain®
- 52 ManuLoc®
- 53 RhizoLoc® OA
- 54 RhizoLoc®
- 55 EpiTrain®
- 56 EpiPoint®
- 57 OmoTrain®

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DA BAUERFEIND

MAIOR FUNCIONALIDADE, QUALIDADE E CONFORTO

Há mais de 90 anos, a Bauerfeind é sinônimo de excelência em qualidade e tratamento.

Saiba mais sobre o nosso amplo know-how e a alta qualidade de todos os produtos de nosso portfólio.

+ MALHA TRAIN

A superfície tridimensional do material transpirável permite uma microcirculação constante e uma compressão alternada durante o movimento.

Isso permite aliviar a dor e diminuir edemas mais rapidamente.

A estabilização muscular promove movimentos fisiológicos.

A malha Train permite um ajuste preciso e é composta de diferentes zonas para aumentar a eficácia, o conforto e a aclimação.



+ ZONA DE CONFORTO

Em pontos especialmente sensíveis do corpo, como, p.ex., em pontos de flexão, saliências ósseas ou em zonas marginais, o uso de materiais extremamente flexíveis garante um maior conforto, minimiza a pressão e facilita a colocação e remoção.



+ CONFORTÁVEL PARA A PELE E TRANSPIRÁVEL

Nós nos empenhamos em satisfazer o desejo de muitos usuários por produtos confortáveis para a pele. Por isso, nós desenvolvemos materiais confortáveis e transpiráveis, que se ajustam de forma precisa à pele e não deslizam.



+ FÁCIL MANUSEIO

Nós nos empenhamos em criar produtos fáceis de colocar, que possam ser manuseados sem esforço. Para isso, integramos soluções de tratamento individuais, como, p. ex., acessórios auxiliares de colocação aderentes, práticas alças, zíperes especiais, cintas de velcro flexíveis ou sistemas de fechamento individuais.



+ AJUSTE SEM FERRAMENTAS

Para um ajuste ideal às suas necessidades individuais, muitos dos nossos componentes, como, p. ex., as estruturas de alumínio ou juntas, podem ser modelados e ajustados sem ferramentas. A rapidez dos serviços e o manuseio simples garantem uma alta satisfação dos clientes e economia de tempo.



+ COMPROVADO EM ESTUDO

Diversos estudos clínicos realizados por instituições independentes comprovam a eficácia médica e a efetividade dos inovadores materiais, componentes e procedimentos dos nossos produtos. Saiba mais sobre os resultados mais recentes de estudos por meio da equipe de vendas da Bauerfeind.



+ MEDIÇÃO DIGITAL

Com os inovadores sistemas de medição BODYTRONIC, a Bauerfeind oferece a possibilidade de personalizar órteses, meias de compressão, palmilhas e sapatos. Isso garante um ajuste perfeito, um conforto elevado e o pleno desenvolvimento da eficácia médica – para uma terapia de alta qualidade.



AS NOVAS ÓRTESES TRAIN O PADRÃO PARA O FUTURO


Alívio da dor e maior estabilidade articular são as metas terapêuticas das órteses médicas. Mas uma órtese só ajuda mesmo quando se ajusta adequadamente e é confortável. Ela deve satisfazer o usuário diariamente, pois:

ISSO É IMPORTANTE PARA PACIENTES QUE COMPRAM UMA ÓRTESE*

Desde sempre, a Bauerfeind atua de acordo com esses aspectos:

nas novas órteses Train,

A EFICÁCIA, O CONFORTO E A FACILIDADE DE MANUSEIO FORAM APRIMORADOS AINDA MAIS.



Uso
confortável



Colocação e
remoção fáceis e
descomplicadas




Sensação de
segurança e
estabilidade



ALÍVIO DURADOURO DA DOR AS NOVAS ALMOFADAS DE DOIS COMPONENTES

- As almofadas aliviam e atenuam a dor
- Os inovadores pontos de massagem de dois componentes agora promovem uma estimulação ainda mais intensa, para um efeito duradouro



FACILITAM A COLOCAÇÃO E REMOÇÃO AS NOVAS BARRAS DE PLÁSTICO

- Acessórios auxiliares de colocação e remoção confortáveis
- Material de plástico robusto e extremamente flexível
- Zona de flexão flexível para um ajuste perfeito



EFEITO MAIS INTENSO O NOVO TECIDO DE MALHA MULTINÍVEL

+ MAIOR EFEITO ESTABILIZADOR E ATENUADOR DA DOR

A forte estrutura da superfície garante uma massagem altamente estimulante e um ajuste mais seguro do que o oferecido por superfícies lisas

+ ESTIMULA O METABOLISMO E A CURA

A malha compressora promove uma agradável massagem de pressão alternada durante o movimento

+ EFEITOS ÓTIMOS GRAÇAS AO AJUSTE PERFEITO

A malha tem formato anatômico e é extremamente elástica para garantir um ajuste seguro

+ USO CONFORTÁVEL

Em zonas corporais mais sensíveis, a malha é mais fina, com uma estrutura mais arejada e aplica uma compressão mais suave

REPENSAMOS COMPLETAMENTE AS ORTÓSES!

»Graças a materiais inovadores e tecnologias de malha, aos mais recentes mecanismos atuantes e patentes pioneiras, estabelecemos o padrão para o futuro.«

Andreas Lauth,
Diretor Técnico da Bauerfeind AG

QUALIDADE BAUERFEIND COMPROVADA

CONFORTÁVEL E RESISTENTE

Envolvemos os filamentos de compressão elásticos duas vezes antes do processo de fabricação da malha.

Isto garante um estiramento otimizado e assegura a superfície macia das nossas órteses.

BORDAS MAIS MACIAS

Bordas largas com pressão reduzida evitam cortes







PARA UMA TERAPIA DIRECIONADA DO **TORNOZELO**

GUIA DE INDICAÇÕES PÉ E TORNOZELO


PRODUTO	MalleoTrain®	MalleoTrain® S	AchilloTrain®	AirLoc®	MalleoLoc® L	MalleoLoc®	ValguLoc®
							
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	Alívio e estabilização do tornozelo	Estabilização do tornozelo por meio de um sistema de cintas funcional	Alívio de dores no tendão calcâneo com auxílio de almofada de fricção	Estabilização da articulação do tornozelo com almofadas de ar ajustáveis	Estabilização lateral do tornozelo	Maior estabilização da articulação talocrural e subtalar	Correção do dedão do pé em repouso
PÁGINA	13	14	15	16 + 17	18	19	20
INDICAÇÕES							
Insuficiência de ligamentos / Instabilidade	leve	●			●		
	médio			●	●	●	
	grave					●	
Irritações (pós-traumáticas / pós-operatórias)	●		●		●		
Lesão do ligamento capsular (aguda)				●	●	●	
Tratamento funcional precoce	●			●	●	●	
Tratamento conservador / pós-operatório	●			●	●	●	
Proteção / reabilitação	●	●		●	●	●	
Profilaxia de recidiva	●	●		●	●	●	
Artrose / artrite	●						
Tendomiopatia	●						
Aquilodinia			●				
Deformidade de Haglund			●				
Hálux valgo (conservador / pós-operatório)							●

MalleoTrain®

Alívio e estabilização do tornozelo



Almofada lateral e medial



Almofadas ajustadas aos maléolos interno e externo



Malha Train



Zona de conforto transpirável no interior da malha



Alta maciez e durabilidade na costura da banda elástica

INDICAÇÕES

- Irritações crônicas, pós-operatórias e pós-traumáticas, p. ex., após entorses
- Artrose e artrite, derrames articulares e inflamações
- Tendinopatia
- Tendomiopatias
- Insuficiência ligamentar
- Tratamento funcional precoce / conservador
- Profilaxia de recidiva

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- A compressão controlada acelera a absorção de edemas, derrames e hematomas
- Por meio as almofadas, ocorre uma redistribuição da compressão da órtese dos maléolos proeminentes para os tecidos moles circundantes
- Estabilização neuromuscular das articulações por meio da compressão da malha
- O movimento gera uma compressão intermitente que promove a circulação sanguínea por meio de cápsulas articulares e inserções dos tendões
- Alta durabilidade mesmo em caso de uso diário graças à costura com banda elástica
- A zona de conforto transpirável e particularmente macia no interior da malha anatômica Train possibilita máximo conforto durante o uso e com ótimo efeito médico

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO*

- **60% dos pacientes** sentem menos dor com a órtese para o tornozelo MalleoTrain

TAMANHO	1	2	3	4	5	6
Circunf. do tornozelo (cm)	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo
° = Tamanho (1 – 6)



* Niklaus1 L, Kilper2 A, Schütz2 L, Milani1 T (2020); Akute und anhaltende Wirkung einer Sprunggelenkbandage auf Gang, Gleichgewicht, Feinkoordination und subjektives Empfinden von Patienten mit frischen Sprunggelenkdistorsionen; Impressão do estudo de resultados selecionados do ensaio clínico/experimental; Ciências da Motricidade Humana, Universidade de Tecnologia de Chemnitz1 & Hospital de Chemnitz2.

MalleoTrain® S


Estabilização do tornozelo por meio de um sistema de cintas funcional



Sistema de cintas em oito



Sistema de cintas



Malha Train



Zona de conforto transpirável no interior da malha



Alta maciez e durabilidade na costura da banda elástica

INDICAÇÕES

- Insuficiência de ligamentos
- Profilaxia de supinação
- Entorses leves

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabiliza os planos de movimento do tornozelo e tem ação anti-supinatória graças ao sistema de cintas de três níveis (elástico, inelástico e parcialmente elástico)
- Age como uma bandagem adesiva funcional e une o metatarso à parte inferior distal da perna, formando um oito vertical
- A zona de conforto transpirável e particularmente macia no interior da malha anatômica Train possibilita máximo conforto durante o uso e com ótimo efeito médico
- Sistema de cintas em malha Train com forma anatômica. Fácil adaptação em calçados
- Alta durabilidade mesmo em caso de uso diário graças à costura com uma banda elástica

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: titânio

Estilos: direito, esquerdo

TAMANHO	1	2	3	4	5	6
Circunf. do tornozelo (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo
° = Tamanho (1-6)



AchilloTrain®

Alívio de dores no tendão calcâneo:
com almofada de fricção

NOVA
VERSÃO




Almofada do tendão




Efeito da almofada ao longo de
todo o trajeto do tendão



Auxílio para vestir integrado



Duas plataformas adicionais de
calcanhar para conforto



Zona de conforto do peito do pé

INDICAÇÕES

- Aquilodinia (tendinose, paratendinite, Bursitis subachillea)
- Deformidade de Haglund
- Irritações crônicas, pós-traumáticas ou pós-operatórias, p.ex., em caso de rupturas do tendão calcâneo
- Processos inflamatórios no tendão calcâneo

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- As duas abas da almofada se estendem até a inserção do tendão do músculo da panturrilha e estimulam o terço superior do tendão e os “fusos nervosos” (receptores de ajuste) da transição músculo-tendão
- Durante o movimento, os nós da almofada, que são voltados para o lado de dentro, exercem uma massagem de fricção atenuadora da dor que melhora a propriocepção e, assim, também o padrão de movimento
- Ranhuras longitudinais auxiliam a drenagem linfática; ao mesmo tempo, o canal da almofada conduz o tendão calcâneo no seu plano de deslizamento anatômico

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e respirável
- + Malha Train
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: mesma versão para os lados direito e esquerdo

INSTRUÇÕES DE USO

- Em caso de necessidade, recomenda-se uma elevação do calcanhar com a almofada de calcanhar amortecedora de impacto
- Se a almofada de calcanhar opcional for usada, utilize-a em ambos os lados

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6
Circunf. do tornozelo (cm)	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29

° = Tamanho (1–6)



AirLoc[®]

Órtese para tornozelo limitadora de movimento
com acolchoamento de ar ajustável





Ajuste do acolchoamento de ar ao grau de inchaço por meio de bomba integrada e válvula de descarga



Adaptável à largura do pé graças à união elástica



Ajuste anatômico perfeito na parte inferior da perna através de duas cintas ajustáveis



Uso confortável graças à estrutura plana, com forma anatômica e com acolchoamentos macios

INDICAÇÕES

- Cuidados em caso de lesões do ligamento capsular (agudas)
- Tratamento funcional precoce / conservador, p. ex., após entorse do tornozelo e ruptura de ligamentos
- Reabilitação / proteção pós-operatória (p. ex., após sutura / reconstrução ligamentar)
- Insuficiência crônica do ligamento / instabilidade
- Profilaxia de recidiva
- Fratura Weber A (não deslocado)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabiliza os ligamentos capsulares mediais e laterais do tornozelo após lesões agudas em combinação com um sapato
- Pronação e supinação são mecanicamente restringidas para proteger contra novos traumatismos
- A órtese plana, com forma anatômica em tamanho universal para o lado direito ou esquerdo é concebida principalmente para tratamento intensivo
- A parte interna apresenta acolchoamento macio de espuma revestido em microfibra
- Duas cápsulas plásticas formam uma tala em U e são fixadas com duas cintas ajustáveis, que passam circularmente em torno do tornozelo e da parte inferior da perna
- Abaixo do osso do calcanhar, as cápsulas estão elasticamente unidas e adaptam-se à largura do pé e ao grau de inchaço.

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Ajuste sem ferramentas

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: azul

Estilo: universal

Tamanho: universal

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- **34% menos complicações** em terapia do tornozelo em comparação com uma bandagem adesiva

INSTRUÇÕES DE USO

- O acolchoamento de ar adicional inserido lateralmente pode ser adaptado ao grau de inchaço por meio de uma bomba integrada e de uma válvula de descarga
- É quase imperceptível e encaixa bem em diferentes calçados

TAMANHO

Disponível em tamanho universal

^A Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.: The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; <http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81>

MalleoLoc® L

Estabilização lateral do tornozelo



Almofada plantar



Almofada de microfibra



Tala L fina



Possível utilização em sapatos comuns e sociais

INDICAÇÕES

- Tratamento conservador de entorses e rupturas de ligamentos
- Instabilidades agudas e crônicas do ligamento capsular
- Profilaxia em caso de instabilidade crônica do ligamento
- Reabilitação / proteção pós-operatória (p.ex., após sutura / reconstrução ligamentar)
- Irritações pós-traumáticas / pós-operatórias

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabiliza o pé no calçado e protege lateralmente contra torções laterais, sem limitar as passadas normais
- A tala L é posicionada na frente do tálus e evita o seu avanço
- A almofada plantar posicionável de forma individualizada (opcional) estimula o músculo tibial anterior para uma estabilização ativa adicional
- Alto conforto graças à almofada macia de microfibra

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Ajuste sem ferramentas

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

Tamanho: universal

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- Previne torções

TAMANHO

Disponível em tamanho universal

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

^A Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Estudo laboratorial: Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopadieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

MalleoLoc®

Maior estabilização da articulação talocrural e subtalar



Lingueta plantar



Elemento estabilizador bilateral de formato anatômico

INDICAÇÕES

- Tratamento funcional precoce / conservador para lesões do ligamento capsular e em lesões do lig. bifurcado, p.ex., após entorse do tornozelo e ruptura de ligamentos
- Proteção pós-operatória após sutura / reconstrução ligamentar
- Insuficiência de ligamentos crônica
- Profilaxia de recidiva

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabiliza o pé e protege contra torções laterais
- Permite a flexão plantar e a extensão dorsal, prevenindo ao mesmo tempo o avanço do tálus; não limita a caminhada "normal"
- Ativa o músculo tibial anterior por meio de uma lingueta plantar e suporta assim o efeito estabilizador e proteção contra supinação por meio da órtese

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Ajuste sem ferramentas
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO^Δ


- **Previne torções**

TAMANHO

	1 (Normal)	2 (Largo)
Disponível em tamanho universal	17 – 19	19 – 21

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1 – 2)



^Δ Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking. Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.

ValguLoc®

Correção do dedão do pé em repouso



Tala de apoio

INDICAÇÃO

- Hálux valgo (conservador e pós-operatório)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Corrige o desalinhamento do dedão e expande partes da cápsula encurtadas ou tecidos moles
- Perdas de correção podem ser evitadas no pós-operatório (p. ex., através da formação de cicatrizes) e a tala oferece ao dedão uma proteção certa contra influências mecânicas
- Pressão de correção de ajuste contínuo com fecho de velcro
- Elevado conforto graças à maciez do material da cinta e da almofada

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Ajuste sem ferramentas
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

TAMANHO

	1	2	3	
Valor de referência do tamanho do calçado	34 – 36	37 – 40	41 – 46	

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1 – 3)

Anotações

PARA UMA **TERAPIA** **DIRECIONADA DO JOELHO**





GUIA DE INDICAÇÕES JOELHO, COXA E QUADRIL

PRODUTO	GenuTrain®	GenuTrain® A3	GenuTrain® P3	GenuTrain® S	GenuTrain® S Pro
					
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	Ativação, alívio e estabilização da articulação do joelho	Ativação e estabilização em caso de lesões complexas do joelho como gonartrose	Centralização e fixação da patela por meio de faixa estabilizadora ajustável	Estabilização reforçada da articulação do joelho por meio de barras articuladas laterais	Estabilização reforçada da articulação do joelho através de barras articuladas laterais e de limitação da amplitude de movimento
INDICAÇÕES PÁGINA	26 + 27	28	29	30	31
Irritações (pós-traumáticas / pós-operatórias)	●	●	●		
Derrame articular recorrente	●	●			
Lateralização da patela		●	●		
Síndrome da dor femoropatelar			●		
Instabilidade	leve a moderado	●	●	●	●
	grave a complexo funcional, p.ex., sem cobre				
Lesão no menisco	●				●
Após sutura meniscal					
Lesão nos ligamentos laterais					
Ruptura do ligamento cruzado anterior / posterior (LCA / LCP)					
Gonartrose / artrite	leve a moderado	●		●	●
	moderado a grave				
Estado após transplante de cartilagem					
Tendinopatia	●	●			
Fratura da patela (conservador ou pós-operatório)					
Imobilização do joelho					
Lesões musculares (endurecimento muscular, distensão muscular, rutura da fibra muscular)					
Prevenção / profilaxia de recidiva	●	●	●	●	●

GenuPoint®	GenuTrain® OA	SecuTec® Genu		SecuTec® Genu Flex	SecuTec® OA	MyoTrain®
						
Alívio e direcionamento do tendão patelar	Alívio direcionado e estabilização para maior atividade em caso de gonartrose	Estabilização com limitação da amplitude do movimento em caso de lesões complexas do joelho		Alívio e estabilização em caso de gonartrose com desalinhamento do eixo da perna	Alívio e estabilização em caso de gonartrose com desalinhamento do eixo da perna	Compressão ajustável para tratamento de lesões musculares da coxa
32	33	34 + 35		36 + 37	38	39
•						
•						
	•					
		•		•		
				•		
	•	•		•	•	
	•	•		•	•	
		•		•		
		•		•	•	
					•	
	•				com desalinhamento do eixo da perna	
	•					
	•				•	
	•				•	
		•				
						•
						•

GenuTrain®

Ativação, alívio e estabilização da articulação do joelho





Omega+ Pad



Malha Train



Acessórios auxiliares de colocação e remoção integrados



Parte posterior do joelho confortável



Tamanhos Comfort

INDICAÇÕES

- Tendopatia, tendomiopatia, ligamentose em primeira fase, meniscopatia, irritações crônicas, pós-traumáticas ou pós-operatórias
- Derrame articular recorrente
- Gonartrose / artrite (desgaste das articulações / inflamação articular)
- Prevenção / profilaxia de recidiva
- Sensação de instabilidade

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Alívio e estabilização comprováveis da articulação do joelho graças à ativação direcionada dos músculos estabilizadores das articulações
- Massagem dos meniscos para alívio da dor por meio de abas de menisco
- Promoção do metabolismo e da autocura do joelho por meio do efeito estimulador no ponto da bolsa de Hoffa
- A estimulação complexa de mecanossensores melhora a coordenação e os movimentos sensório-motores e fisiológicos
- Melhora da mobilidade graças à massagem dos músculos, fâscias e tendões tensos
- Acelera a absorção de edemas e derrames, e fomentam o processo de cura em caso de irritações
- As zonas ativas transpiráveis e as zonas de conforto extremamente macias da malha Train de formato anatômico possibilitam um conforto máximo com ótimos efeitos médicos

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: mesmo estilo para os lados direito e esquerdo


COMPROVADO EM ESTUDO^A

- 89% dos participantes do teste afirmaram sentir **maior estabilidade no joelho**
- **Menor esforço na articulação do joelho mensurável**
- **Redução comprovada da dor com o uso das órteses**

TAMANHO		0	1	2	3	4	5	6	7
Padrão	Circunf. superior (cm)	35–38	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59
	Circunf. inferior (cm)	25–28	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49
Comfort	Circunf. superior (cm)				47–50	50–53	53–56	56–59	59–62
	Circunf. inferior (cm)				34–37	37–40	40–43	43–46	46–49

* = Cor (1) bege, (7) preto, (8) titânio

° = Tamanho (0–7)



^A Schween R., Gehring D., Gollhofer A. "Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis". PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/journal.pone.0115782. eCollection 2015.

GenuTrain® A3

Ativação e estabilização em caso de lesões complexas do joelho como gonartrose

NOVA
VERSÃO




Almofada patelar com zonas de fricção



Faixa estabilizadora integrada para estabilização da patela



Zona de expansão na área da perna



Siliconização



INDICAÇÕES

- Gonartrose e artrite, irritações crônicas, pós-traumáticas e pós-operatórias, ligamentoses em primeira fase e tendomiopatia
- Gonalgia com instabilidade funcional devido a desequilíbrios musculares
- Derrame articular recorrente
- Prevenção / profilaxia de recidiva
- Lateralização da patela

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Almofada com zonas de fricção inclui áreas típicas de dor; a massagem de fricção criada durante o movimento alivia as dores na zona do ligamento capsular medial
- Ativação dos músculos estabilizadores das articulações e melhora da coordenação por meio da estimulação dos mecanossensores na pele e na transição músculo-tendão
- Massagem por pressão alternada durante o movimento promove a drenagem de edemas e a reabsorção de derrames; isto leva a um rápido processo curativo
- Colocação e remoção da órtese facilitada pela zona de expansão na área da perna
- Máximo conforto graças às extremidades minimizadoras de pressão, à maciez especial da parte posterior do joelho e às propriedades reguladoras da umidade da malha Train
- GenuTrain A3 significa Anti Arthros Algos

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO^A


- Caminhar sem dor: **aumento das distâncias percorridas sem dor em 2,4 vezes**

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6	7
Circunferência superior (cm)	35–41	39–46	42–51	47–56	51–60	55–64	59–68
Circunferência inferior (cm)	28–29	29–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1–6)



Ⓐ 14 cm Ⓑ 12 cm

^A Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

GenuTrain® P3

Centralização e fixação da patela por meio de faixa estabilizadora ajustável


NOVA
VERSÃO




Almofada patelar com tira corretiva



Cintas corretivas ajustáveis individualmente



Almofada relaxante muscular



Acabamento de silicone na borda superior borda da joelheira



Suportes plásticos para auxiliar a colocação e a retirada da órtese

INDICAÇÕES

- Irritações da articulação do joelho (síndrome da dor femoropatelar, condropatia patelar, condromalácia, tendinite patelar / joelho do saltador, joelho de corredor)
- Lateralização da patela
- Patela alta
- Após cirurgia de liberação lateral
- Sensação de instabilidade

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- A faixa estabilizadora integrada na almofada guia a patela de forma protetora e neutraliza o desvio lateral ou a rotação externa graças ao posicionamento exclusivo da faixa. Seu efeito pode ser ajustado com precisão e individualmente.
- Pontos de fricção no ponto distal da almofada massageiam a bolsa de Hoffa, aliviando a pressão e a dor.
- A almofada de detonização reduz ligeiramente a tensão do trato iliotibial. Isso minimiza a tração lateral sobre a patela.
- Melhor propriocepção por meio de abas da almofada com extensão proximal até o músculo vasto medial.
- Acelera a absorção de edemas e derrames graças à compressão de eficácia médica e à massagem de compressão intermitente durante o movimento.
- GenuTrain P3 significa Permanent Patella Protection

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e respirável
- + Tecido de Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO


Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6	7 NEW
Circunferência superior (cm)	35-41	39-46	42-51	47-56	51-60	55-64	59-68
Circunferência inferior (cm)	27-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo
° = Tamanho (1-7)



GenuTrain® S

Estabilização reforçada da articulação do joelho por meio de barras articuladas laterais



Almofada



Barras articuladas laterais

INDICAÇÕES

- Instabilidades articulares (grau leve a moderado)
- Gonartrose
- Artrites (p. ex., artrite reumatoide)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Alívio e suporte da articulação do joelho devido à combinação de barras articuladas laterais com o sistema de cintas circulares na coxa e na perna
- Colocação plana com possibilidade de ajuste individual por meio da cinta de aperto com microvelcro
- Elevado conforto graças à malha Train transpirável e absorvente da umidade com parte posterior do joelho especial e extremidades minimizadoras da pressão
- Promoção da estabilização neuromuscular da articulação por meio da abordagem dos proprioceptores
- Redução da dor por meio de massagem de pressão alternada das estruturas de tecidos moles parapatelares durante o movimento graças às almofadas viscoelásticas
- Acelera a absorção de edemas e derrames graças à compressão de eficácia médica e o efeito massageador da malha elástica adjacente

INSTRUÇÕES DE USO

- As barras articuladas de formato anatômico e moldagem termoplástica podem ser ajustadas individualmente às anatomias

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio


Estilos: direito, esquerdo

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6	7
Circunferência superior (cm)	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59
Circunferência inferior (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1–7)




GenuTrain® S Pro


Estabilização reforçada da articulação do joelho através de barras articuladas laterais e de limitação da amplitude de movimento



Almofada



Limitação da flexão do joelho



Limitação da extensão do joelho

INDICAÇÕES

- Instabilidades articulares (grau leve a moderado)
- Gonartrose
- Artrites (p. ex., artrite reumatoide)
- Lesões no menisco

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Restrição terapêutica apropriada da amplitude de movimento através de articulações limitáveis
- Alívio e suporte da articulação do joelho devido à combinação de barras articuladas laterais com o sistema de cintas circulares na coxa e na perna
- Promoção da estabilização neuromuscular da articulação por meio da abordagem dos proprioceptores
- Acelera a absorção de edemas e derrames graças à compressão de eficácia médica e o efeito massageador da malha elástica adjacente
- Colocação plana com possibilidade de ajuste individual por meio da cinta de aperto com microvelcro
- Redução da dor por meio de massagem de pressão alternada das estruturas de tecidos moles parapatelares durante o movimento graças às almofadas viscoelásticas

INSTRUÇÕES DE USO

- A flexão e extensão da articulação do joelho podem ser limitadas independentemente uma da outra (Flexão: 30°, 60°, 90°) (Extensão: 20°)
- As barras articuladas de formato anatômico e moldagem termoplástica podem ser ajustadas individualmente às anatomias

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio


Estilos: direito, esquerdo

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6	7
Circunferência superior (cm)	38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59
Circunferência inferior (cm)	28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1–7)



14 cm 12 cm

GenuPoint®

Alívio e direcionamento do
tendão patelar



Almofada com nós de fricção

INDICAÇÕES

- Irritações na área do tendão patelar (síndrome da dor femoropatelar, condropatia patelar, tendinopatia patelar / joelho do saltador)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Direcionamento e alívio do tendão patelar por meio de compressão precisa
- A almofada viscoelástica com pontos de pressão especiais massageia áreas comuns de dor, alivia o desconforto e melhora a coordenação
- Regulação dinâmica da pressão e da compressão por meio da cinta de ajuste individual
- Liberdade máxima de movimento graças ao formato anatômico

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: preto, titânio

Estilos: mesmo estilo para os lados direito e esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- **Menos dor e melhor propriocepção**

TAMANHO

	1	2	3	
Circunferência (cm)	28 – 30	30 – 35	35 – 44	

° = Tamanho (1 – 3)




^A Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

GenuTrain® OA

Alívio direcionado e estabilização para maior atividade em caso de gonartrose



Sistema de alívio inovador



Sistema Boa® Fit



Malha em rede 3D



Zona de flexão livre de pressão



Acessórios auxiliares de colocação e remoção grandes

INDICAÇÕES

- Gonartrose medial ou lateral
- Instabilidade (mediolateral)
- Lesão óssea e cartilaginosa unicompartimental
- Condição após cirurgia de cartilagem ou reconstrução de cartilagem, se for necessário alívio pós-operatório unilateral
- Após lesões de menisco unilaterais
- Doença de Ahlbäck (osteonecrose)
- Osteocondrose dissecante
- Bone Bruise (Edema ósseo do côndilo femoral medial / platô tibial)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Alívio perceptível do lado doloroso do joelho por meio do inovador sistema de alívio e estabilização com suas tiras circundantes que agem de acordo com o princípio de três pontos
- Fácil controle do alívio por meio do fecho rotativo do sistema Boa Fit – sem necessidade de tocar outros fechos de velcro
- Mais atividade graças à leveza e o posicionamento seguro na perna
- Barra articulada flexível, cinta em 8 duplo e malha em 3D abordar o sistema sensório-motor e promovem movimentos naturais
- Uso confortável mesmo por longos períodos de tempo graças à malha em rede 3D transpirável e a zona de flexão livre de pressão na parte posterior do joelho
- Duas alças fáceis de agarrar nas bordas superior e inferior da órtese facilitam a sua colocação e remoção

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Ajuste sem ferramentas

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: preto e azul

Estilos:

direito: para alívio medial; ou para alívio lateral na perna esquerda

esquerdo: para alívio medial; ou para alívio lateral na perna direita

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- **52% mais sensação de estabilidade***
- **46% mais distâncias que podem ser percorridas a pé sem dor***

* em comparação com nenhuma órtese

INSTRUÇÕES DE USO

- Moldagem sem ferramentas da barra articulada para um ajuste individual à perna do paciente
- Fácil manuseio do sistema Boa Fit:
 - A brir fecho rotativo para soltar as tiras e colocar e remover a órtese
 - Fechar o fecho rotativo e girar para regular o alívio da dor


TAMANHO

	1	2	3	4	5
Circunferência superior (cm)	40–47	47–52	52–58	57–65	60–72
Circunferência inferior (cm)	28–34	34–39	39–43	43–46	46–50

+ = Estilo (6) direito medial / esquerdo lateral, (7) esquerdo medial / direito lateral

° = Tamanho (1–5)

^A Ensaio clínico sem intervenção nível de evidência 3, sobre a utilização da GenuTrain OA (Bauerfeind AG), 2021



SecuTec® Genu

Estabilização com limitação da amplitude do movimento
em caso de lesões complexas do joelho



NOVA
VERSÃO
(DORSAL)



INDICAÇÕES

- Ruptura do ligamento cruzado posterior e / ou anterior (LCP / LCA)
- Após cirurgias de ligamento / reconstruções de ligamento
- Instabilidades graves e / ou complexas (traumáticas, degenerativas; p. ex., "tríade infeliz")
- Lesões nos ligamentos laterais
- Para limitar a amplitude de movimento da articulação do joelho (p. ex., após refixação do menisco ou implantação meniscal)
- Fratura da patela (conservador e pós-operatório)

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- **Posicionamento extremamente estável durante o movimento**

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- As seis cintas combinadas com a estrutura fixa de acordo com o princípio de quatro pontos garantem uma estabilização abrangente de lesões do ligamento cruzado anterior, posterior ou ligamentares complexas
- Limitação e imobilização das juntas sem ferramentas, leitura externa do ângulo
- Ajuste anatômico e seguro
- Extremamente leve, fino e resistente graças às ligas de metal leve especialmente refinadas da estrutura

VERSÃO FRONTAL:

- Pode ser facilmente colocada e fixada pelo paciente, o que reduz a tensão sobre o joelho machucado
- Alta estabilidade rotacional por meio da construção anatômica da estrutura, incl. forma da borda tibial

VERSÃO DORSAL:

- A braçadeira adaptável da panturrilha com ângulo de inclinação autoajustável adapta-se ao contorno do músculo da panturrilha para o máximo conforto de utilização e uma fixação segura

INSTRUÇÕES DE USO

- Flexão e extensão são limitadas de forma independente:
Flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- A imobilização pode ser realizada em 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Ajuste sem ferramentas
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: azul


Estilos: frontal ou dorsal, direito ou esquerdo

Possibilidade de combinação da peça da coxa e da perna em dois tamanhos diferentes (diferença máx.: dois tamanhos)

TAMANHO	1	2	3	4	5	6	7
Circunferência superior (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	60–72
Circunferência inferior (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	46–51
COMBINAÇÕES							
Tamanho das estruturas proximais	1	2	3	4	5	6	7
Tamanho das estruturas distais	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7	4–7	5–7

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo
° = Tamanho (1–7)

^ = Tamanho das estruturas proximais
> = Tamanho das estruturas distais



^A Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

SecuTec® Genu Flex

Estabilização com limitação da amplitude do movimento
em caso de lesões complexas do joelho

NEW





Hastes extensíveis



Facilmente ajustável à circunferência da perna por meio das hastes flexíveis



Adapta-se à anatomia da perna durante o movimento



Ajuste de limite em extensão, flexão e imobilização



Acolchoamento em microfibra macia e discreto

INDICAÇÕES

- Ruptura do ligamento cruzado posterior e / ou anterior (LCP / LCA)
- Após cirurgias de ligamento / reconstruções de ligamento
- Instabilidades graves e / ou complexas (traumáticas, degenerativas; p. ex., "tríade infeliz")
- Lesões nos ligamentos laterais
- Para limitar a amplitude de movimento da articulação do joelho (p. ex., após cirurgia do menisco)
- Reabilitação de longo prazo
- Instabilidades funcionais

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabilização confiável de acordo com o princípio dos 4 pontos, combinando uma estrutura semi-flexível e tiras não elásticas
- Permanece firme na posição com um alto nível de conforto, devido à estrutura semiflexível que se adapta à anatomia da perna durante o movimento
- Ajustável mesmo durante o tratamento, graças às hastes flexíveis na parte superior e inferior da perna que podem ser adicionadas ou removidas
- As hastes flexíveis podem ser facilmente ajustadas à circunferência da perna
- O design da haste permite ajuste de limite em extensão sem ferramentas
- Proteção discreta e segura durante as atividades diárias, graças ao design leve e de baixo perfil com acolchoamento de microfibra macio

INSTRUÇÕES DE USO

A flexão e a extensão podem ser restringidas em:

- Flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- A articulação pode ser imobilizada em etapas de 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Ajuste sem ferramentas
- + Tratamento em estágios
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO


Cores: azul

Estilos: direito ou esquerdo

TAMANHO	1	2	3	4	5
Circunferência superior (cm)	37–45	45–53	53–61	61–69	69–81
Circunferência inferior (cm)	28–36	32–40	36–44	40–48	44–52
COMBINAÇÕES					
Tamanho das estruturas proximais	1	2	3	4	5
Tamanho das estruturas distais	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1–5)



SecuTec® OA

Alívio e estabilização em caso de gonartrose com desalinhamento do eixo da perna



Uma órtese para ambas as direções de alívio – sem estreitamento da largura do joelho



Tala de panturrilha ajustável



Almofada de gel com cunha de inserção



Combinação de diferentes tamanhos para um caimento perfeito

INDICAÇÕES

- Gonartrose / artrite medial ou lateral (moderada a grave)
- Estado após transplante de cartilagem
- Após refixação do menisco
- Ruptura do ligamento cruzado posterior / anterior (LCP / LCA) com desalinhamento do eixo da perna

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Correção e alívio de acordo com o princípio de três pontos (varo e valgo).
- Estabilização de acordo com o princípio de quatro pontos (gaveta, anterior / posterior)
- Ajuste e transferência de força ideais por meio de tala de panturrilha ajustável e estruturas para perna
- Elevado conforto graças à leve estrutura de alumínio
- Aplicação e remoção fáceis por meio de fechos de liberação rápida
- As almofadas de gel de côndilos de formato anatômico com cunhas de inserção garantem um ajuste preciso com cunhas de inserção

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: azul

Estilos: direito, esquerdo

INSTRUÇÕES DE USO

- Ajuste individual na estrutura distal para a regulação do varo ou valgo (25° cada) com chave Allen de 3 mm.
- A flexão e a extensão são limitadas de forma independente (flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) (extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)
- Com restrição do movimento podendo até ser fixada através da limitação da articulação (pode ser encomendado separadamente)

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6	7
Circunferência superior (cm)	38–42	41–45	44–49	48–53	51–57	54–60	60–72
Circunferência inferior (cm)	28–32	31–35	34–38	36–40	39–43	42–46	46–51

Combinações


	1	2	3	4	5	6	7
Tamanho das estruturas proximais	1	2	3	4	5	6	7
Tamanho das estruturas distais	1–3	1–4	1–5	2–6	3–7	4–7	5–7

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1–7)


^ = Tamanho das estruturas proximais

> = Tamanho das estruturas distais



MyoTrain®

Compressão ajustável para tratamento de lesões musculares da coxa



Disponível opcionalmente: almofada funcional e almofada pequena para o tratamento agudo

INDICAÇÕES

- Endurecimento muscular
- Distensão muscular
- Contusão muscular (vulgarmente designado por coice de cavalo)
- Rutura muscular
- Rutura do feixe de fibras musculares, por exemplo, da musculatura dorsal da coxa (isquiotibiais)
- Lesão da fáscia lata
- Estados de inflamações pós-traumáticas, pós-operatórias
- Prevenção/profilaxia de recidivas

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Atua de acordo com os princípios de uma bandagem de suspensão muscular com compressão na área lesionada
- Ajuste da compressão por meio de sistema de cintos de velcro e duas almofadas aplicáveis livremente
- Efeito focalizado por meio de almofada para tratamento agudo imediatamente após a lesão para inibir hemorragias e restringir hematomas
- Compressão plana por ação de grande almofada funcional minimiza inchaços e reduz dores
- Máximo conforto de utilização e postura segura graças ao tecido em malha de forma anatómica, bordo aderente em silicone e extremidades de compressão reduzida
- Regula o tônus muscular e previne as lesões por recidiva

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

+ Fácil manuseio

OPÇÕES DE PEDIDO


Cor: titânio

Estilos: mesmo estilo para os lados direito e esquerdo

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6	7
Circunferência superior (cm)	44 – 48	48 – 52	52 – 56	56 – 60	60 – 64	64 – 68	68 – 72
Circunferência inferior (cm)	32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 50	50 – 53

° = Tamanho (1 – 7)






PARA UMA **TERAPIA** **DIRECIONADA DAS** **COSTAS**

GUIA DE INDICAÇÕES COLUNA E PESCOÇO

PRODUTO		LordoLoc®	LumboTrain® Straight / Waisted	Spinova® Osteo
				
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		Estabilização e alívio da coluna na região das vértebras lombares com cintas de aperto	Ativação, alívio e estabilização da coluna na região das vértebras lombares	Estabilização e endireitamento da coluna, deixando as regiões torácica e abdominal livres
ELEMENTO FUNCIONAL				
PÁGINA		43	44 + 45	46 + 47
INDICAÇÕES				
Síndrome das vértebras lombares (aguda e crônica)		●	●	
Síndrome da dor lombar (pseudo) radicular / lombociática com falhas musculares em protrusões de discos intervertebrais	médio grave			
	leve		●	
Degeneração / insuficiência muscular da coluna	médio grave	●		●
Condição após prolapso (conservador)			●	
Condição após discectomia, prolapso (pós-op.)			●	
Síndrome facetária / artrose	médio grave			
Deformidades lombares				
Tendomiopatias do ligamento				
	grau I			
Espondilólise / espondilolistese	grau II grau III			
Fusão espinal / cifoplastia (pós-op.)				
Estenoses do canal vertebral				
Osteoporose				●
Síndrome, artrose, instabilidade, bloqueio na articulação sacroilíaca				
Instabilidade do anel pélvico, p. ex., afrouxamento / disjunção da sínfise				
Mialgias, endopatias da região pélvica				
Perturbação após fusão espinal (L5 / S1)				
Tratamento conservador após fraturas pélvicas				
Fraturas do corpo vertebral	alívio borda anterior alívio borda posterior			
Tumores (metástases)				
Fraturas vertebrais (vértebras lombares)				●
Hipercifose dolorosa				●

LordoLoc®

Estabilização e alívio da coluna na região das vértebras lombares com cintas de aperto



Barras de espartilho integradas dorsalmente




Cintas de aperto elásticas para uma regulação individual da compressão



Estabilização e alívio



Prolongamento do fecho (acessório)



INDICAÇÕES

- Condições gerais da dor na região das vértebras lombares (aguda e crônica)
- Degeneração intermediária / Insuficiência muscular

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Endireita a região das vértebras lombares por meio de barras de espartilho
- Estabilização reforçada por meio de cintas de aperto de ajuste individual
- Pouco volumoso graças à construção leve e plana
- Alívio e ativação dos músculos da barriga e das costas por meio de material compressor elástico

A VANTAGEM DA BAUERFEIND


- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

TAMANHO	1	2	3	4	5	6	
Circunf. do corpo (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	

° = Tamanho (1–6)



LumboTrain® Straight / Waisted

Ativação, alívio e estabilização da coluna na região das vértebras lombares





Almofada com nós de fricção



Almofada posicionável de forma individualizada



Alças práticas para uma fácil colocação / remoção



Fecho perfurado e grandes interstícios na malha para uma alta respirabilidade



LumboTrain Lady (corte cinturado)

INDICAÇÕES

- Condições gerais da dor na região das vértebras lombares (aguda e crônica)
- Doença degenerativa da coluna na região das vértebras lombares, p.ex., osteocondrose, espondilartrose, deformidades lombares, espondilólise sem escorregamento vertebral
- Condição após prolapso (conservador / pós-operatório)
- Condição após discectomia

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- O alívio direcionado da dor durante o movimento é possibilitado pela massagem de pressão alternada realizada pela malha e a almofada viscoelástica
- Colocação fácil e sem esforço por meio de práticas alças de mão
- Estabiliza e alivia o lombo por meio de por meio do efeito corretor da compressão circular
- LumboTrain Lady com forma cinturada e abertura alta para as pernas

INSTRUÇÕES DE USO

- A almofada pode ser posicionada de forma individualizada, se necessário

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio


Estilos:
corte reto / corte cinturado

COMPROVADO EM ESTUDO^Δ

- **21 % mais atividade muscular dorsal**
- **69 % menos dor**
quando comparado com o grupo de controle

TAMANHO	1	2	3	4	5	6	7
Circunf. do corpo (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–145

= Estilo (0) corte reto, (1) corte cinturado
° = Tamanho (1–7)



^Δ Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042>; 2019

Spinova® Osteo

Estabilização e endireitamento da coluna, deixando as regiões torácica e abdominal livres






Regiões torácica e abdominal livres




Órtese pélvica



Reclinador



Sistema de cintas em oito



Princípio de funcionamento

INDICAÇÕES

Endireitamento ativo para alívio e correção da coluna na região das vértebras lombares e da coluna torácica, bem como uma restrição de movimento no plano sagital, p.ex., com

- Fraturas estáveis e osteoporóticas do corpo vertebral
- Osteoporose, osteopenia
- Hiper cifose dolorosa
- Insuficiência muscular

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Elevada sensação de estabilidade graças às cintas cruzadas laterais almofadadas com função de advertência
- Endireitamento ajustável por meio de guias de cintas especiais, que permitem uma aplicação de força individualizada
- Endireita por meio da combinação de um reclinador de alumínio com cintas de aperto e órtese pélvica
- Regiões abdominal e torácica livres e elevada estabilidade do posicionamento da órtese graças à órtese pélvica profunda
- Guia de cintas adaptável por meio da fixação dorsal das cintas com ajuste da altura
- Colocação sem esforço por meio da alças de mão e de dedo

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Confortável para a pele e transpirável
- + Ajuste sem ferramentas

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: titânio

Opcional:

em caso de tamanhos intermediários, selecionar reclinador menor / a órtese maior

Cinco tamanhos padrão:

S2, S3, M3, M4, L4

18 combinações de tamanhos de reclinadores (S – L) e órteses (1 – 6)

Spino Osteo

TAMANHO	S2	S3	M3	M4	L4
Circunf. do dorso (cm)	50–58	50–58	59–67	59–67	68–76
Circunf. da bacia (cm)	80–90	90–100	90–100	100–110	100–110
Número [°]	12	13	23	24	34




Spino Osteo Reclinador parcialmente montado

TAMANHO	S	M	L
Circunf. do dorso (cm)	50–58	59–67	68–76

[°] = Tamanho (1) S, (2) M, (3) L

Nota: Para tamanho intermediário, escolher reclinador menor.



Spino Osteo Órtese pélvica parcialmente montada

TAMANHO	1	2	3	4	5	6
Circunf. da bacia (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130

[°] = Tamanho (1 – 6)

Nota: Em caso de tamanho intermediário, escolher órtese pélvica maior.

PARA UMA TERAPIA
DIRECIONADA DA
MÃO, DO COTOVELO
E DO OMBRO

Modelo usa a cotoveleira EpiTrain®.



GUIA DE INDICAÇÕES TRATAMENTO DO BRAÇO E DO OMBRO

	ATIVA OS MÚSCULOS			ESTABILIZANTE			ATENUANTE
PRODUTO	ManuTrain*	EpiTrain*	OmoTrain*	ManuLoc*	RhizoLoc*	RhizoLoc*OA	EpiPoint*
							
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	Alívio e estabilização do punho	Alívio e estabilização da articulação do cotovelo	Alívio e estabilização da articulação do ombro	Imobilização do punho	Estabilização articulação metacarpofalângica e carpometacarpal	Imobilização e alívio da articulação metacarpofalângica e carpometacarpal do polegar	Alívio específico das inserções do tendão no cotovelo
PÁGINA	51	55	57	52	54	53	56
INDICAÇÕES							
Irritações (pós-traumáticas / pós-operatórias)	•	•	•	•	•	•	
Pré-operatório				•			
Prevenção / profilaxia de recidiva	•	•	•		•	•	•
Entorse	•			•	•		
Contusão				•	•		
Instabilidade, p.ex., com ulna flexível	•					•	
Artrose / artrite	leve	•	•		•	•	
	médio			•			
	grave						
Lesão nos ligamentos laterais no polegar (p.ex., polegar do esquiador)					•		
Tendovaginite (inflamação da bainha fibrosa do tendão)	leve	•					
	médio			•			
	grave						
Síndrome do túnel cárpico	leve			•			
	médio						
	grave						
Tendomiopatia		•					
Epicondylitis lateralis / medialis humeri		•					•

ManuTrain®

Alívio e estabilização
do punho



Órtese com cinto de fâscia
Nível de atividade II



Órtese
Nível de atividade III



Almofada com formato anatômico
com recesso para osso



Abertura para o polegar macia, com
formato anatômico



Sistema de cintos completo

INDICAÇÕES

- Irritações crônicas pós-traumáticas ou pós-operatórias
- Entorses (lesões no punho, p.ex., torções)
- Artrose (desgaste das articulações)
- Instabilidade, p.ex., com ulna flexível
- Tendovaginite (inflamação da bainha fibrosa do tendão)
- Prevenção / profilaxia de recidiva

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabilização e ativação terapêuticas do punho, através do sistema de cintos e compressão ideal do tecido em malha Train
- Alívio da pressão da protrusão do osso ulnar através de almofada viscoelástica
- Capacidade de alongamento especial e bordos com compressão reduzida para colocação e remoção sem esforço
- Abertura para o polegar com formato anatômico e zona de conforto macia, sem costuras entre o polegar e o dedo indicador para agarrar um conforto de utilização continuado
- Compressão da malha altamente elástica promotora da circulação sanguínea para melhorar a função articular

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: direito, esquerdo

INSTRUÇÕES DE USO

- Três níveis de atividade asseguram cuidados individuais – desde a terapia aguda até ao uso preventivo

TAMANHO

	1	2	3	4	5	6
Circunferência do punho (cm)	14 – 15	15 – 16	16 – 17	17 – 18	18 – 19	19 – 20

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1 – 6)



ManuLoc®

Imobilização do punho





Vareta intermetacarpiana e varetas laterais



Rebordos com tecnologia de soldadura ultrassônica



Fecho de velcro com batente de retração



INDICAÇÕES

- Estados de inflamações pós-traumáticas ou pós-operatórias
- Pré-operatório
- Síndrome do túnel do carpo (grau ligeiro)
- Tendovaginite (grau moderado)
- Entorses / contusões
- Artrose (grau moderado)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Fixação do punho em extensão / flexão assim como radial e ulnar através de varetas de alumínio
- A órtese previne movimento incorretos da articulação distal e proximal do punho
- A vareta intermetacarpiana de forma anatómica estabiliza a articulação do punho na posição funcional e pode ser adaptada individualmente
- A construção da órtese possibilita os movimentos de preensão funcionais, preservando-se assim a mobilidade
- Colocação fácil da órtese possível com apenas uma mão graças aos práticos fechos de velcro e aos batentes de retração nas cintas
- Alta liberdade de movimentos do polegar devido a grandes aberturas para o polegar em ambos os lados – assim também utilizável do lado direito e esquerdo
- Rebordos com tecnologia de soldadura ultrassônica para mais durabilidade e melhor aparência

INSTRUÇÕES DE USO

- Vareta intermetacarpiana com fendas de ventilação e varetas laterais de alumínio são moldáveis individualmente

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Zona de conforto
- + Ajuste sem ferramentas
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: titânio

Estilos: universal
(aberturas para o polegar de ambos os lados)

TAMANHO

	0	1	2	3	
Circunferência do punho (cm)	12 – 15	14 – 18	17 – 21	20 – 26	

° = Tamanho (0 – 3)



RhizoLoc® OA

Imobilização e alívio da articulação metacarpofalângica e carpometacarpal do polegar

NEW



Estabilizador de plástico



Ícone de mão orienta o vestir



Alça de polegar macia auto ajustável



Fixação prática com ilhós



Design com textura perfurada, confortável e respirável

INDICAÇÕES

- Osteoartrite (por exemplo, osteoartrite da primeira articulação carpometacarpal)
- Artrite
- Irritação (crônica, aguda, pós-traumática, pós-operatória)
- Crônica (por exemplo, instabilidade ligamentar, desalinhamentos articulares recorrentes)
- Aguda/pós-traumática (por exemplo, tensão excessiva, entorses, contusões)
- Condições funcionais (tensão excessiva, em caso de desalinhamentos articulares recorrentes, etc.)
- Pós-operatória (por exemplo, após artroplastia)

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Imobilização e alívio da articulação carpometacarpal e metacarpofalângica do polegar
- Excelente estabilização do polegar usando a cinta plástica de dois componentes
- Posição segura graças à cinta auto ajustável e macia para o polegar
- Pode ser usada na água (após o uso deixe-a secar para usá-la novamente), Dica: Para secar, retire a cinta que envolve o polegar
- Confortável, devido ao design de bordas arredondadas e perfuração
- Ajuste individual com tiras ajustáveis
- Fácil de colocar com apenas uma mão graças aos práticos fechos com ilhós

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Zona de conforto
- + Ajuste sem ferramentas

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: titânio

Estilos: direito, esquerdo

TAMANHO

Circunferência do punho (cm)

1

14 – 17

2

16 – 20

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo
° = Tamanho (1 – 2)

Nota:

Para tamanhos intermediários e mãos pequenas, escolha o tamanho 1.



RhizoLoc®

Estabilização articulação
metacarpofalângica e carpometacarpal





Fecho de velcro com
bloqueio de recuo



Aba de velcro para a mobilização



Estrutura de alumínio



INDICAÇÕES

- Irritações pós-operatórias e pós-traumáticas
- Lesões nos ligamentos laterais, p. ex., polegar de esquiador
- Rizartrose (grau leve)
- Entorses / contusões

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Estabilização articulação metacarpofalângica e carpometacarpal
- Alta estabilização da articulação metacarpofalângica por meio da estrutura de alumínio
- Liberação limitada do movimento na articulação metacarpofalângica (dinamização) graças à aba de velcro
- As órteses podem ser colocadas facilmente com apenas uma mão graças aos práticos fechos de velcro e bloqueio de recuo nas cintas
- Elevado conforto graças ao material transpirável com poros de arejamento
- Mantém a liberdade de movimento no punho através da cinta estreita e do pequeno anel de deflexão

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Zona de conforto
- + Ajuste sem ferramentas

OPÇÕES DE PEDIDO

Cores: titânio

Estilos: direito, esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- **Alívio da dor por meio da imobilização da articulação carpometacarpal** (até a articulação MCP-I) em poliartroses digitais

INSTRUÇÕES DE USO


- Estrutura de alumínio moldável individualmente

TAMANHO

	1	2
Circunferência do punho (cm)	12,5–16	16–20
Circunferência do dedão (cm)	5–7	6,5–9

+ = Estilo (6) direito, (7) esquerdo

° = Tamanho (1–2)



^A Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10–12, 2013

EpiTrain®

Alívio e estabilização
da articulação do cotovelo



Almofadas Epicon+ Pads




Almofadas Epicon+ Pads do
produto



Articulação do cotovelo confortável



Tecido em malha braço superior
longo



Malha trançada

INDICAÇÕES

- Irritações pós-traumáticas ou pós-operatórias, por ex., epicondilite
- Artrose / artrite (desgaste das articulações / inflamação articular)
- Tendopatia (doença do tendão degenerativa)
- Tendomiopatia (doença do tendão muscular)
- Prevenção / profilaxia de recidiva

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- A compressão terapêutica da superfície especialmente estruturada da malha em relevo, juntamente com as almofadas Epicon+ Pads, oferece uma redução perceptível e um alívio da dor direcionado
- As almofadas Epicon+ Pads viscoelásticas com entalhe epicondilar garantem uma redistribuição da compressão das bandagens dos epicôndilos no tecido mole circundante e permitem um posicionamento seguro da órtese
- A zona de conforto suave e especialmente transpirável no cotovelo do tecido em malha trançado, com forma anatômica, permite um elevado conforto no uso
- As almofadas Epicon+ Pads aliviam os epicôndilos e os núcleos de massagem de um componente material mais firme exercem uma agradável massagem utilizando diferentes variações de pressão em movimento sobre os músculos e tendões

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Zona de conforto
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio


Estilos: mesmo estilo para os lados direito e esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- Após 14 dias, até 50% menos dor quando comparado ao início da terapia com EpiTrain (grupo de controle: -19%)

TAMANHO	0	1	2	3	4	5	6
Maior circunf. do antebraço (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35

° = Tamanho (0-6)



^A Valle-Jones et al., Controlled trial of an elbow support (EpiTrain) in patients with acute painful conditions of the elbow: a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224-233, 1990

EpiPoint®




Alívio específico das inserções do tendão no cotovelo



Área de sinal vermelho indica pressão muito forte



Almofada de cinco pontos



INDICAÇÕES

- Epicondylitis lateralis humeri (inflamação da origem muscular, cotovelo de tenista)
- Epicondylitis medialis humeri (inflamação da origem muscular, cotovelo de golfista e de lançador)
- Prevenção / profilaxia de recidiva

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- Alívio direcionado de estruturas sobrecarregadas graças à compressão controlada no antebraço
- A almofada viscoelástica de cinco pontos estimula os pontos-gatilho e permite uma compressão precisa
- Ajuste contínuo e individual da pressão por meio de banda de regulação elástica
- A área de sinalização vermelha na banda de regulação indica uma pressão excessiva

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Fácil manuseio
- + Confortável para a pele e transpirável
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: universal

COMPROVADO EM ESTUDO^A


- **Até 23% menos dor** (em pacientes com Extensor Grip Test positivo)

TAMANHO

Circunferência do antebraço (cm)

UNIVERSAL


22,5–33



^A Promoção: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

OmoTrain®

Alívio e estabilização da articulação do ombro



Almofada delta removível

INDICAÇÕES

- Irritações crônicas pós-traumáticas ou pós-operatórias
- Prevenção / profilaxia de recidiva
- Omartrose

VANTAGENS E FUNCIONAMENTO

- O tecido de malha compressor e a tração do sistema de cintas têm efeito centralizador da articulação glenoumeral
- A almofada delta viscoelástica com nós de fricção massageia as partes moles do ombro durante o movimento; a propriocepção da articulação é aprimorada, a absorção de edemas e derrames é acelerada, dores são atenuadas
- A guia de cintas poupa a área do peito
- A almofada delta pode ser opcionalmente encadeada e posicionada de acordo com a necessidade

A VANTAGEM DA BAUERFEIND

- + Confortável para a pele e transpirável
- + Malha Train
- + Medição digital

OPÇÕES DE PEDIDO

Cor: titânio

Estilos: mesmo estilo para os lados direito e esquerdo

COMPROVADO EM ESTUDO^A

- **Auxilia o tratamento funcional** em caso de lesão do manguito rotador ou tendinose

TAMANHO	0	1	2	3	4	5	6
Circunferência (cm)	20–22	22–24	24–26	26–29	29–32	32–36	36–40

° = Tamanho (0–6)



^A Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage, Aktuelle Traumatologie, S. 35–78, April '91.

MAIOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS SEUS CLIENTES!

LOJAS:

Bauerfeind São Paulo

HIGIENÓPOLIS

Rua Mato Grosso, 306 - lj. 15

T +55 (11) 3892-8973

E lojahmc@bfnd.com.br

Segunda a Sexta das 9h30 às 18h

MOEMA

Avenida Ibirapuera, 2.359

T +55 (11) 2657-4000

E lojamoema@bfnd.com.br

Segunda a Sexta das 9h30 às 18h

Sábados das 9h30 às 13h30

MORUMBI – HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Pavilhão Vicky e Joseph Safra

Bloco A1, Piso G1

T +55 (11) 98896-0406

E lojaeinstein@bfnd.com.br

Segunda a Sexta das 9h30 às 20h

**Expediente aos sábados apenas
na loja de Moema**



WHATSAPP

+55 (11) 2657 4001

REDES SOCIAIS



@bauerfeindbrasil



fb.com/bauerfeindbrasil



Bauerfeind Brasil

www.bauerfeind.com.br